

Laboratorium microscoop Bino Researcher

Laboratorium microscoop met binoculaire kop / tot 1250-voudige vergroting / doorvallende belichting / individuele instelling van oogstand en verstelbare dioptrie

De laboratorium microscoop Bino Researcher is de best verkochte doorvallende licht microscoop vanwege zijn fantastische prijs-kwaliteitverhouding. De laboratorium microscoop Bino Researcher is het instapmodel in de professionele microscopie. Met zijn stevige metalen behuizing en het brede zoombereik van 40x-1250x, gebaseerd op 5 lenzen en een (wisselbaar) oculairpaar, voldoet de microscoop aan hoge eisen. De 40x en 100x lens van de microscoop zijn tegen beschadigingen beschermd, met de 100x lens kan olie-immersie microscopie bediend worden (de immersie olie is inbegrepen). De heldere halogeenverlichting (20W) van de laboratorium microscoop is met een dimmer regelbaar. De abbe-condensor is in hoogte verstelbaar en gecentreerd, en uitgerust met een blauwe filter en iris. Voor perfecte scherpste-instelling zijn grove en fijne schijven voorhanden, voor een exacte positionering van het object op een kruistafel. Met de 360 ° draaibare binoculaire bevestiging is natuurlijk ook individuele instelling van de ogenafstand mogelijk tussen de ogen van de onderzoeker. Mocht u vragen hebben over de Laboratorium microscoop Bino Researcher, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze microscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Vergroting ononderbroken 40 ... 1250-voudig
- Achtergrondverlichting
- Ogenafstand instelbaar
- Dioptriecompensatie
- Kleur filter blauw
- In hoogte verstelbare condensor inclusief
- Kruistafel in leveromvang
- Olie immersie microscopie mogelijk
- De 40x en 100x lens zijn tegen beschadigingen beschermd
- Visueel inzicht 360° draaibaar, 30° schuin

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Laboratorium microscoop Bino Researcher

Ogenafstand instelbaar	ja van 54 ... 75 mm
Bouwworm	Doorvallend licht microscoop laboratorium
Verlichting	Halogeenlamp (6 V, 20 W) met dimmer
Dioptriecompensatie	ja
Kleurfilter	Blauw
Focalisatie	Grof, fijn
Condensor inclusief	in hoogte verstelbaar, gecentreerd, filterhouder, iris
Kruistafel	met schuifmaat; schaal 60 x 38 mm
Lenzen opgenomen	4-voudig, 10-voudig, 40-voudig (verend), 100-voudig olie (schorsing)
Diameter van oculair	23 mm
Oculairs meegeleverd	Een paar DIN oculairen
Stroomvoorziening	AC-adapter
Vergrootbereik	40 ... 1250-voudig
Visueel veld	360° draaibaar, 30° schuin

Omvang van de Laboratorium microscoop Bino Researcher

Binoculair, 2 Paar DIN oculairen met 23 mm diameter: 10-voudig & 12,5-voudig, draaibare lens met 4 beugels, 4 DIN lens: 4-voudig / 0.1, 10-voudig / 0.25, 40-voudig / 0.65, 100-voudig / 1.25 olie, condensor, kruistafel met Nonius-Skala, fijn- en grote focus, immersie-olie, stofkap, reservelampen en zekeringen, 220 V / 240 V ac-adapter

